



XB系列II代 全自动雪花制冰机

FULL AUTOMATIC SNOWFLAKE ICE MAKER



高效率



低损耗



创新服务科学

北交所上市企业



地址:宁波国家高新区木槿路65号

总机:0574-8835 0069 8835 0071 8711 2106

内销:0574-8713 3995 8713 4807 8835 0052 5620 2593

外销:0574-8835 0013 8835 0062

售后:0574-8686 1966

服务热线:**4008-122-088**

宁波新芝生物科技股份有限公司
NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD

产品说明

新芝生物牌全自动雪花制冰机是全新一代的雪花制冰机。根据行业用冰要求,采用高效无氟进口压缩机,机械式旋转挤压型制冰方式,电脑控制全自动制冰,所制冰形为不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。

工作原理

进水经过滤,再通过螺旋蒸发器,在蒸发器中以-18℃的低温蒸发吸热汽化,使水迅速凝结成冰,再由齿轮减速机带动蒸发器内的冰刀旋转,通过旋转挤压作用将其输送至出冰口,在重力作用下自由坠落至储冰槽内。

配件

名称	规格型号			
外丝三通	4分 G1/2 DN15			
手动球阀	四分内外丝			
洗衣机龙头接头	洗衣机龙头转2分PE管			
过滤器滤芯	10寸 φ60*260mm PP棉滤芯			
PE管	外径6.33-6.5mm 内径4mm 2分管 白色			
净水器接头	4分内牙转2分管 含硅胶垫片			
净水器接头	6分内牙转2分管 含硅胶垫片			
硅胶垫片	4分 φ9mm*φ19mm*3mm 透明硅胶			
硅胶垫片	6分 φ14mm*φ24mm*3mm 透明硅胶			

技术参数

型号	制冰量kg/24h	储冰量(kg)	输入功率(W)	制冷剂	外形尺寸(长*宽*高)mm
XB-20II	20	15	240	R134a/80g	420*580*735
XB-30II	30	15	240	R134a/80g	420*580*735
XB-40II	40	15	240	R134a/80g	420*580*735
XB-50II	50	15	240	R134a/80g	420*580*735
XB-70II	70	25	420	R404a/120g	600*600*830
XB-85II	85	25	420	R404a/120g	600*600*830
XB-130II	130	32	600	R404a/160g	600*700*830
XB-150II	150	32	600	R404a/160g	600*700*830

产品特点

01快速出冰

5分钟快速出冰
碎冰颗粒小
含水量低

02环保节能

采用进口压缩机
环境友好
制冷快
寿命长

03故障自检

一键启动
故障自诊断

04人性化设计

原装净水器
纯净制冰防结垢

05主动排水

告别无地漏烦恼
实现高位排水

06容量升级

真正大容量储冰
满足各类需求

应用场景

· 医院、实验室、学校等医疗科研场所

· 餐厅、酒吧、酒店等娱乐场所

· 渔业捕捞、化工、食品加工等需要大量使用冰的行业